

PRŮMYSLOVÉ ROTAČNÍ VAKUOVÉ ODPARKY - INTELIGENTNÍ ODPAŘOVÁNÍ



Chcete bezpečně a rychle vyměnit baňku pouze jednou osobou?

Chcete produkt který má nejvyšší úroveň bezpečnosti na světě mezi průmyslovými rotačními odparkami?

S Laborotou řady LR 20 si můžete být jisti, že jste vždy v bezpečí při snižování provozních nákladů a pracovního času!

- kryt se skládá z kovového rámu a bezpečnostního skla které chrání obsluhu. Průhledný kryt umožňuje **permanentní kontrolu procesu**
- funkce **regulace hladiny vody** se systémem zabráňujícím nežádoucímu úniku vody z odparky
- unikátní integrovaný systém uchycení baňky umožňuje **vyjmutí baňky jednou osobou** během okamžiku
- **teplotní čidlo vypne lázeň** v případě nekontrolovaného zahřátí. Při překročení požadovaného tlaku nebo poškození skla dojde k vypnutí celého přístroje
- **žádné starosti o bezpečnost** vzhledem k nízké hladině kapalin a díky automatickému doplňování vodní lázně nemusíte mít obavy z chodu nasucho
- automatické modely umožňují **kontinuální provoz** přes noc i víkend. Ideální variantou jsou 50 nebo 100 litrové verze
- **vynikající bezpečnost uživatele** díky vysoce odolnému transparentní ochrannému krytu z PMMA chránící skleněné části a kazety
- díky průměrné **životnosti deset let** a tříleté záruční lhůtě je nákup této míchačky výhodnou investicí

Intelligent Evaporation



Kryt se skládá z kovového rámu a bezpečnostního skla které chrání obsluhu. Průhledný kryt umožňuje **neustálou kontrolu procesu**

Funkce regulace hladiny vody se systémem zabráňujícím nežádoucím úniku vody z odparky

Vynikající bezpečnost uživatele díky vysoce odolnému transparentnímu ochrannému krytu z PMMA, chránící skleněné části a kazety

Přijímač na kazety **chrání před rozbitím skla** a zároveň poskytuje samostatně stojící podporu

Unikátní integrovaný systém uchycení baňky umožňuje **vyjmutí baňky jednou osobou** během okamžiku

Automatické modely umožňují **kontinuální provoz** přes noc i víkend. Ideální variantou jsou 50 nebo 100 litrové verze.

Teplotní čidlo **vypne lázeň** v případě nekontrolovaného zahřátí. Při překročení požadovaného tlaku nebo poškození skla dojde k vypnutí celého přístroje

Žádné starosti o bezpečnost vzhledem k nízké hladině kapaliny. Díky automatickému doplňování vodní lázně nemusíte mít obavy z chodu nasucho

Díky průměrné životnosti deset let a tříleté záruční lhůtě je nákup této odparky výhodnou investicí.