

Čerpadla peristaltická – PRECIZNÍ DÁVKOVÁNÍ



Potřebujete pro nejpřesnější čerpání a dávkování agresivních, silně korozivních nebo dokonce sterilních médií bez jakéhokoliv kompromisu v přesnosti ?

Všestranná čerpadla řady PD vám může nabídnout všechny tyto možnosti s průtoky v rozmezí od 0,005 do 3.900 ml za minutu v závislosti na konfiguraci.

- bezpečný průběh operací i při nepřetržitém provozu bez dohledu - pokud dojde k tepelnému přetížení **motor sám přístroj vypne**

- vysoká preciznost i při průtoku od 0,005 ml/min

- volitelný ovládací nožní pedál s kabelem slouží k dálkovému ovládní pohonu čerpadla mimo **uzavřenou digestoř** a usnadňuje provoz

- každý typ disponuje plynulým nárůstem rychlosti, který **zabraňuje rozlití a vylití kapaliny**. Rychlost se bude pomalu zvyšovat, dokud nebude dosaženo požadovaných otáček

- při používání pro účely buněčné biologie použijte **takovou hlavu čerpadla**, která má **vypouklý válec** a **netiskne hadičky** jako běžně používané válce

- díky průměrné životnosti zařízení, která je **deset let** a tříleté záruční lhůtě je nákup zařízení výhodnou investicí

Přesné dávkování

Bezpečný průběh operací i při nepřetržitém provozu bez dohledu - pokud dojde k tepelnému přetížení motor sám přístroj vypne.

Vysoká preciznost i při průtoku od 0,005 ml/min.



Volitelný ovládací nožní pedál s kabelem slouží k dálkovému ovládní pohonu čerpadla mimo uzavřenou digestoř a usnadňuje provoz

Každý typ disponuje plynulým nárůstem rychlosti, který **zabraňuje rozlítí a vylítí** kapaliny. Rychlost se bude pomalu zvyšovat, dokud nebude dosaženo požadovaných otáček.

Při používání pro účely buněčné biologie použijte **takovou hlavu čerpadla, která má vypouklý válec** a netiskne hadičky jako **běžně používané válce**.