

Třepačky - MÍCHÁNÍ S KONSTANTNÍ TEPLOTOU



Bez omezení: Vyberte si z 6 specifických pohybů, od jednoduchého až po trojrozměrný.

Různé modely nabízejí velké množství oběžných drah a úhlů pro perfektní promíchání vzorků.

- **vyloučení nehod:** všechny typy zařízení jsou sestrojeny s nízkým těžištěm, což zabrání uklouznutí při vysoké rychlosti dokonce i na mokrému povrchu..

- čidlo překročení teploty preventivně vypne přístroj **při nebezpečném přehřívání** – velice užitečná funkce, především pokud chcete přístroj provozovat bez dohledu

- **zvolte** si specifický třepací pohyb- kruhový, výkyvný a nosnost **dle vašich požadavků**

- pro mikrobiologické aplikace: izolovaný systém řídicí jednotky **zabraňuje horkému vzduchu** z motoru proniknout do vzorků a následně je **zničit**

- **okamžitý přístup:** volitelný kryt inkubátoru se okamžitě otevírá a drží v jakékoliv pozici

- díky průměrné životnosti zařízení, která je **deset let** a tříleté záruční lhůtě je nákup zařízení výhodnou investicí

Třepání s konstantní teplotou

Vyloučení nehod: všechny typy zařízení jsou sestaveny s nízkým těžištěm, což zabrání uklouznutí při vysoké rychlosti dokonce i na mokřém povrchu..

Čidlo překročení teploty preventivně vypne přístroj při **nebezpečném přehřívání** – velice užitečná funkce, především pokud chcete přístroj provozovat bez dohledu.

Zvolte si specifický třepací pohyb- kruhový, výkyvný a nosnost **dle vašich požadavků**.



Neomezenou **vizuální kontrolu** po celou dobu, umožňuje použitý průhledný, nemlžící PETG materiál

Okamžitý přístup: volitelný kryt inkubátoru se okamžitě otevírá a drží v jakékoliv pozici.

Pro mikrobiologické aplikace: izolovaný systém řídicí jednotky **zabraňuje** horkému vzduchu z motoru proniknout do vzorků a **následně je zničit**.